














VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen





D200-V

leichtgewicht



Technische Angaben D200-V

 Gesamtbreite	 Sitzbreite	 gefaltet	 Rücken- neigung	 Höhe Armlehnen	 Sitz- höhe	 Gesamt- höhe	 Gesamt- länge	 Sitz- tiefe	 Rücken- höhe	 max. Belastbarkeit
580	380	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
600	400	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
620	420	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
640	440	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
660	460	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
680	480	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
700	500	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
720	520	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130

 Gewicht	 max. Steigung	 max. Gefälle	 Boden- freiheit	 Wendekreis	 Räder vorne	 Räder hinten	
ab 16,2	12°	16°	60	1500	200 x 50 PU	24" PU	HMV-NR: 18.50.02.2117

Maße in mm, Gewicht in kg, Winkel in °. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5mm, 1,5kg, 1,5°) sind möglich

Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Die umfangreiche Serienausstattung erlaubt eine weitgehende Versorgung und Anpassung im Standardleichtgewichtsegment.

Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigsten Entwicklung und von mehr als 60 Jahren Erfahrung.

Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.



Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.